





# PJAMA SÄNGVÄTNINGSLARM



## KNAPPDIAGRAM LARMENHET KNAPPFUNKTIONER

	Volym
	På/Av
	Val av ljud



# BRUKSANVISNING

**För bästa resultat:** Barnet ska vara motiverat och vilja bli torr. Föräldern behöver hjälpa barnet att vakna, framförallt i början av behandlingen.

**OBS:** Ladda larmenheten innan användning. Använd medföljande USB-kabel. Sensorn behöver inte laddas och är redan parat med larmenheten.


Laddning via:	Tid - full laddning
Dator	4-6 timmar
Nätadapter 5V 1.0A	3 timmar


Under laddning blinkar en röd LED lampa. När laddning är klar kommer den röda LED-lampan att lysa konstant.

1. Sätt på larmet genom att trycka på  knappen. En röd lysdiod blinkar bredvid  på-knappen och du hör ett ljud som indikerar att larmet är aktiverat.


2. Tryck på  knappen och välj ett av de sju olika larmljuden.

Det senaste spelade ljudet blir det som kommer att larma.

3. Reglera volymen med  knappen till önskad volym.

4. Placera larmenheten på önskad plats i rummet. För att testa larmenheten, kortslut kontakterna på sensorn genom att använda ett metallobjekt. Räckvidd på larm ca 10m.
5. Sätt fast sensorn på knapparna som finns i fickan på insidan av Pjama byxorna. Se till att den sitter fast ordentligt. Larmet är nu klart att användas.
6. Tryck på knappen för att stänga av larmet.
7. Knäpp loss sensorn från Pjama byxorna när larmet inte ska användas eller när Pjama byxorna ska tvättas. Torka av sensorn om den blivit blöt.
8. Den röda LED-lampan blinkar snabbare när enheten behöver laddas.

Ta kontroll över ditt barns sömngångning med Pjama appen! Lagra enkelt torra/våta nätter, använd telefonen som larm och få instruktioner med tips. Finns för både IOS och Android. För mer information se [www.pjama.se/product-manualer](http://www.pjama.se/product-manualer).



Kortsluta kontakterna på sensorn med hjälp av ett metallobjekt till exempel en sax.


# GARANTI

Pjama sängvätningslarm har ett års garanti från inköparens datum av larmet. Du ska vara den ursprungliga köparen och kan uppvisa underlag på ditt köp. Denna garanti gäller inte vid ett fel orsakat av en olycka eller liknande incident eller skada, vattenskada, vårdslöshet, onormal användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.




## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Pjama sängvätningslarm är avsett att användas som enureslarm från fem års ålder och uppåt, eller enligt läkares rekommendation.
- Se till att inga delar av Pjama sängvätningslarm stoppas i munnen. Detta kan orsaka kvävning eller annan skada.
- Pjama sängvätningslarm är en medicinsk utrustning och ska som sådan behandlas med försiktighet.
- Håll inte en ljudande larmenhet inom 10 cm från örat. Detta kan orsaka hörselskador.
- Ladda inte larmenheten under natten.
- Koppla bort sensorn från byxorna när den inte används för att förlänga batteriets livslängd.

# PJAMA SENGEVÆDNINGSSALARM



## KNAPDIAGRAM OG FUNKTIONER ALARMENHED

	Volume
	Tænd/sluk
	Valg af lyd





# INSTRUKTION

**For bedste resultat:** Barnet skal være motiveret og ønske at blive tør. Forældre er nødt til at hjælpe barnet med at vågne, især i begyndelsen af behandlingen.

**BEMÆRK:** Oplad alarmenheden inden brug. Brug det medfølgende USB-kabel. Sensoren skal ikke lades op og er allerede parret med alarmenheden.


Opladning via:	Tid - fuldt opladet
Computer	4-6 timer
AC Adapter 5V 1.0A	3 timer

Under opladning blinker en rød LED-lampe. Når fuldt opladet lyser den røde LED-lampe konstant.

1. Tænd for alarmen ved at trykke på  knappen. En rød LED blinker ved siden af  knappen, og du hører en lyd, der indikerer, at alarmen er aktiveret.
2. Tryk på  knappen og vælg en af de syv forskellige alarmlyde. Den sidst afspillede lyd vil blive alarmens lyd.
3. Juster lydstyrken med  knappen.

**4.** Placer alarmerheden det ønskede sted i rummet. For at teste alarmerheden, kortslut sensorens kontakter ved hjælp af en metalgenstand (se billede nedenfor). Alarmens rækkevidde er omkring 10 m.

**5.** Sæt sensoren fast på knapperne, der sidder i lommen på indersiden af Pjama-bukserne. Sørg for at den sidder sikkert fast. Alarmen er nu klar til brug.


**6.** Tryk på  knappen for at slukke alarmen.

**7.** Tag sensoren af Pjama-bukserne, når alarmen ikke er i brug, eller hvis Pjama-bukserne skal vaskes. Tør sensoren af, hvis den er våd.

**8.** Den røde LED blinker hurtigere, når enheden skal oplades.

Få kontrol over dit barns sengevædning med Pjama-appen! Registrer nemt tørre / våde nætter, brug telefonen som alarm og få instruktioner med tips. Fås til både iOS og Android.

For mere information, se [www.pjamastore.com/product-manuals](http://www.pjamastore.com/product-manuals)



Kortslut kontakterne på sensoren ved hjælp af en metalgenstand som fx en saks.

# GARANTI


Pjama sengevædningsalarmen har en etårs garanti fra alarmens købsdato. Du skal være den oprindelige køber og have dokumentation for dit køb. Garantien gælder ikke, hvis forårsaget af et uheld eller lignende hændelse eller tilskadekomst, vandskade, forsømmelse, unormal brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.

## ADVARSEL




- Pjama Sengevædningsalarm er tiltænkt som en inkontinens-alarm til børn fem år eller ældre, eller som anbefalet af en læge.
- Sørg for at sikre, at ingen dele af Pjama Sengevædningsalarmen bliver puttet i munden under nogen omstændigheder. Det ville kunne forårsage kvælning eller anden tilskadekomst.
- Pjama Sengevædningsalarmen er medicinsk udstyr og skal behandles som sådan med forsigtighed.
- Hold ikke en alarmerende højttaler tættere end 4 tommer (10 cm) fra øret. Det vil kunne forårsage skader på øret.
- Oplad ikke højttalerenheden i løbet af natten, eller hvis du ikke er hjemme.
- Afbryd sensoren fra bukserne, når den ikke er i brug, for at forlænge batterilevetiden.



# PJAMA BEDWETTING ALARM



## BUTTON DIAGRAM AND FEATURES ALARM UNIT

	Volume
	On/Off
	Select sound





# INSTRUCTION


**For best results:** The child should be motivated and want to get dry. The parent needs to help the child to wake up, especially at the beginning of the treatment.

**NOTE:** Charge the alarm unit before use. Use the supplied USB cable. The sensor does not need to be charged and is already paired with the alarm unit.


Charging via:	Time - fully charged
Computer	4-6 hours
AC Adapter 5V 1.0A	3 hours

During charging, a red LED light flashes. When charging is complete, the red LED light will light constantly.

1. Turn on the alarm by pressing the  button. A red LED flashes next to the  on button and you will hear a sound indicating that the alarm is activated.
2. Press the  button and select one of the seven different alarm sounds. The last played sound will be the sound alarming.
3. Adjust the volume with the  button.

4. Place the alarm unit in the desired location in the room. To test the alarm unit, short the contacts on the sensor using a metal object (see picture below). Range of alarm about 10m.
5. Attach the sensor to the buttons located in the pocket on the inside of the Pjama pants. Make sure it is securely fastened. The alarm is now ready to use.
6. Press the  button to turn off the alarm.
7. Unplug the sensor from Pjama pants when the alarm is not being used or when the Pjama pants are to be washed. Wipe of the sensor if it is wet.
8. The red LED flashes faster when the device needs charging.

For more information, see [www.pjamastore.com/product-manuals](http://www.pjamastore.com/product-manuals)



Short-circuit the contacts on the sensor using a metal object such as scissors.

## **WARRANTY**

The Pjama bedwetting alarm has a one-year warranty from the buyer's date of the alarm. You must be the original buyer and show evidence of your purchase. This warranty does not apply if caused by an accident or similar incident or injury, water damage, negligence, abnormal use or failure to comply with the instructions in this manual.

## **CAUTION**

- Children age five and older, or as recommended by a physician.
- Pjama Bedwetting Alarm is intended for use as an enuresis alarm. Make sure that no parts of the Pjama Bedwetting Alarm are put in the mouth for any reason. This could cause choking or other harm.
- The Pjama Bedwetting Alarm is a medical device it should be treated as such, with care.
- Do not hold an alarming speaker within 4 inches (10 cm) of the ear. This could cause damage to the ear.
- Do not charge speaker unit during night or when not home.
- To extend battery life, disconnect sensor from pants when not being used.

## **FCC WARNING**

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



